



B2B

MYSina Connect User Manual

MySina Connect - Was ist das?


MySina Connect ist das Verwaltungstool, über welches Sie die Bewohner:innen, Mitarbeitende, Räume und Boxen anlegen, bearbeiten und managen können.

Connect erreichen Sie über die folgende URL:
app.my-sina.com/connect

Je nachdem, welche Berechtigung Sie als User haben, werden Ihnen unterschiedliche Inhalte auf der Plattform angezeigt und Sie haben angepasste Rechte. Mehr dazu finden Sie im Abschnitt „Rollen“.

Übersichtsseite


Auf der Übersichtsseite können Sie je nach Berechtigung die Anzahl der Mitarbeitenden, der Bewohner:innen, der Räume und der Boxen sehen, die für Ihre Organisation im System hinterlegt wurden:




Über den blauen Kreis in der oberen rechten Ecke können Sie sich als User abmelden.

Mitarbeitende

Im Abschnitt "Mitarbeiter" können neue Mitarbeiter:innen angelegt und verwaltet werden - diese haben daraufhin Zugriff auf die Inhalte der Organisation in der MySina App. Auf der Mitarbeiterübersicht werden die Mitarbeitenden mit Vor- und Nachname, sowie der Emailadresse und der Rolle ("Berechtigungen") aufgelistet:



Um einen Mitarbeitende hinzuzufügen, kann die Pflegedienstleitung (Rolle „Manager“ / „Admin“) den blauen Button "Mitarbeiter hinzufügen" drücken. Daraufhin öffnet sich ein Fenster in welchem der Vor- und Nachname des Mitarbeitenden eingetragen werden, sowie die (Firmen-)E-mail-Adresse und die Rolle. "Normale" User (Pflegekräfte) erhalten die Rolle "User":




Durch Speichern werden die User im System hinterlegt. Sie erhalten an die hinterlegte E-Mail-Adresse eine Registrierungsmail mit dem Usernamen und Initialpasswort für die MySina App. Die Angaben können angepasst werden, indem man den Stift auswählt, oder gelöscht werden, wenn man den Mülleimer klickt:



Bewohner

Im Abschnitt "Bewohner" werden die pflegebedürftigen Personen aufgeführt, die in der MySina App angezeigt werden. Auf der Übersichtsseite werden neben dem Vor- und Nachnamen der zugehörige Raum und das Alter aufgelistet:

Um Bewohner:innen hinzuzufügen, kann die Pflegedienstleitung (Rolle „Manager“ / „Admin“) den blauen Button "Bewohner hinzufügen" drücken. Daraufhin öffnet sich ein Fenster in welchem der Vor- und Nachname des Bewohners eingetragen werden muss, sowie der Geburtstag. Optional können Notizen hinterlegt werden:




Nachdem die Bewohner:inneninformationen gespeichert wurden, können außerdem noch weitere Informationen hinterlegt werden.

Einerseits ist es wichtig, den Bewohner seinen Raum zuzuordnen (der Raum muss zuvor bereits angelegt worden sein, damit er zugeordnet werden kann). Nur Bewohner:innen mit zugeteilten Räumen werden in der App angezeigt.

Außerdem gibt es die Option, einen Notfallkontakt zu hinterlegen.

Dazu klickt man auf das "+" und gibt den Vor- und Nachnamen, sowie die Telefonnr. des Notfallkontaktes ein. Der Notfallkontakt wird im Dashboard unter den Kontakten aufgeführt.



Durch Speichern werden die Bewohner:innen im System hinterlegt. Die Angaben können angepasst werden, indem man den Stift auswählt, oder gelöscht werden, wenn man den Mülleimer klickt.

Räume

Im Abschnitt "Räume" werden die Räume der Organisation aufgeführt, die den Bewohner:innen zugeordnet werden können. Auf der Übersichtsseite werden neben dem Raumnamen auch die Bewohner:inneninfos (Vor- und Nachnamen) und die zugehörige Box mit entsprechender Box-ID aufgelistet.

Sollte der Raum keinen Bewohner:in und auch keine Box zugeteilt haben, wird dies auf der Übersichtsseite entsprechend angezeigt.

Um einen neuen Raum hinzuzufügen, muss der Raum-Name hinterlegt werden. Optional ist es möglich, weitere Informationen in den Notizen zu sammeln.

The screenshot shows the MYSina interface for managing rooms. On the left is a dark blue sidebar with navigation options: Übersicht, Mitarbeiter, Bewohner, Räume (highlighted), and MySina Boxen. The main content area is titled 'Räume' and features a search bar with the placeholder 'Suchbegriff'. Below the search bar is a table titled 'Raumübersicht' with columns for 'Räume', 'Bewohner', and 'MySina-Box'. The table lists six rooms, each with a resident name and a box ID. A blue button labeled 'Räume hinzufügen' is positioned to the right of the table, with a pink arrow pointing to it. To the right of the main content, a modal window titled 'Raum hinzufügen' is open. It contains a 'Name*' input field with 'Raum 01' entered, a 'Notizen' text area with 'Dieser Raum wurde renoviert', and buttons for 'Schließen' and 'Speichern' at the bottom.

Räume	Bewohner	MySina-Box
Raum 01	FB Francesca Bernasconi	3DK-KL1
Raum 02	AM Anna Müller	3DK-KL2
Raum 03	MK Michael Klein	3DK-KL3
Raum 04	MM Max Mustermann	3DK-KL4
Raum 05	LV Leah Vogel	3DK-KL5
Raum 06	EZ Erna Zimmermann	3DK-KL6

Boxen

Im Abschnitt "Boxen" können von dem Admin neue Boxen angelegt werden. Auf der Boxen-Übersichtsseite werden neben der Box-ID auch der verknüpfte Raum, sowie die Softwareversion der Box und der Box-Status (offline oder online) angezeigt.


Eine neue Box kann über den Button "Box hinzufügen" angelegt werden. Dazu müssen folgende Daten eingetragen werden: Box-ID und der zugeordnete Raum (der Raum muss bereits angelegt worden sein).

The screenshot shows the 'Boxen' overview page in the MYSina interface. On the left is a navigation menu with 'Boxen' selected. The main area displays a table of boxes with columns for Box ID, Verknüpfung, Softwareversion, and Box-Status. A 'Box hinzufügen' button is visible in the top right of the table. A modal window titled 'Box hinzufügen' is open on the right, showing input fields for 'Box-ID*' (3DK-KL4) and 'Raum*' (Raum 03). A pink arrow points from the 'Box hinzufügen' button in the table to the modal.

Sensoren deaktivieren

Sensoren können über Connect im Dashboard deaktiviert werden, dazu klickt man auf das Zahnrad der jeweiligen Box:

The screenshot shows the 'Boxen' overview page. The 'Einstellungen' modal is open for the first box (3DK-KL1). The modal has two sections: 'Raumdaten' with toggles for 'Raumklima' (grey), 'Licht' (grey), and 'Tür' (blue); and 'Ereignisse' with toggles for 'Bettfeuchte' (blue), 'Lagerung' (grey), 'Hilferuf' (blue), and 'Sturz' (blue). A pink arrow points from the gear icon of the first box in the table to the modal.



Daraufhin besteht die Möglichkeit auszuwählen, ob die Sensoren aktiviert oder deaktiviert werden sollen, indem man den Regler schiebt.

grau = inaktiv / deaktiviert, blau = aktiv

Rollen

Momentan gibt es 3 Rollen (Berechtigungs-Abstufungen): Admin, Manager und User. Je nachdem, welche Rolle Sie als Nutzer einnehmen, können Sie unterschiedliche Inhalte in MySina Connect einsehen.

Admin

Die Admin-Rolle stellt die verantwortungsvollste Position innerhalb einer Einrichtung dar. Admins können in allen Bereichen der Plattform Elemente hinzufügen, entfernen und bearbeiten. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, anderen Mitarbeitenden innerhalb einer Einrichtung Rollen zuzuweisen, was die effektive Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten erleichtert.

Mit der Admin Rolle können Mitarbeitende jeglicher Rolle erstellt, bearbeitet und gelöscht werden. Außerdem können Bewohner und Räume erstellt, bearbeitet und gelöscht werden.

Nur als Admin kann die Box im System angelegt werden, gelöscht werden oder die Sensoren aktiviert/deaktiviert werden.

Menüpunkte: Übersicht, Mitarbeiter, Bewohner, Räume, Boxen

Manager

Im Gegensatz zum Administrator hat der Manager eingeschränktere Berechtigungen, insbesondere beim Löschen von Inhalten und Zuweisen von Rollen. Er hat jedoch die Möglichkeit, Daten zu bearbeiten und hinzuzufügen, um die MySina-Anwendung auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten. Diese Funktion ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Informationen auf der Plattform immer aktuell sind und den aktuellen Stand des Betriebs genau wiedergeben.

Mitarbeiter: anlegen (Rolle „Manager“/„User“), bearbeiten (Rolle „Manager“/„User“), löschen (Rolle „Manager“/„User“)

Bewohner: anlegen, bearbeiten, löschen

Räume: anlegen, bearbeiten, löschen

Menüpunkte: Übersicht, Mitarbeiter, Bewohner, Räume

User

Die Rolle User ermöglicht den Abfragezugriff auf die Connect-Plattform. Benutzer:innen mit dieser Rolle können auf Informationen zugreifen, d. h. sie können vorhandene Daten einsehen, aber keine Änderungen und Löschungen von Elementen vornehmen, oder neue hinzufügen. Diese Rolle ist besonders nützlich für Personen, die Zugriff auf relevante Informationen benötigen, aber nicht in das direkte operative Management eingebunden sind.

Bewohner: einsehen

Räume: einsehen

Mitarbeiter: einsehen

Menüpunkte: Übersicht, Mitarbeiter, Bewohner, Räume